

Mejore su análisis de humedad

La nueva generación de analizadores de humedad de la serie MB tiene un diseño elegante que ofrece una mayor durabilidad y estabilidad en el rendimiento, con una celda de carga mejorada y tecnología de calentamiento por fibra de carbono.



Ingeniosamente prácticos

☎ 55 5694 4054



El MB32 es ideal para las pruebas periódicas de la humedad, ya que proporciona un rendimiento uniforme para las necesidades diarias de laboratorio y producción.



El MB62 es versátil y adecuado para diversas aplicaciones de humedad en diferentes industrias.



El MB92 es la opción más avanzada para los usuarios que requieren un alto nivel de rendimiento y precisión en el análisis de humedad.

Carcasa con un nuevo diseño

El analizador está diseñado para ser lo suficientemente resistente como para soportar los entornos de trabajo más cargados, pero lo suficientemente práctico como para permitir un mantenimiento y una limpieza sencillos. La carcasa con un nuevo diseño de los analizadores de humedad MB de nueva generación mejora la funcionalidad, la experiencia del usuario y la longevidad del producto.

Mejor ergonomía

Con prácticas características de diseño que hacen que el analizador sea más fácil y cómodo de usar, como controles colocados de forma intuitiva y una cámara de muestras más accesible con tapa de cierre suave.

Estética renovada

Un aspecto moderno y profesional.



Limpieza y mantenimiento sencillos

Las superficies lisas y los componentes de fácil acceso simplifican las rutinas de limpieza y el mantenimiento, lo que garantiza que el analizador se mantenga en condiciones óptimas.

Mayor durabilidad

Uso de materiales más resistentes y resilientes que protegen los componentes internos contra daños y desgaste.

Innovador calentamiento por fibra de carbono

La tecnología de calentamiento por fibra de carbono permite obtener resultados más rápidos y mejora la eficiencia energética, por lo que estos analizadores son ideales para diversas aplicaciones, incluidas las industrias alimentaria, farmacéutica y química.



Click para ver video

Resultados más rápidos

La tecnología de fibra de carbono ofrece una mejor absorción del calor lo que reduce el tiempo total de análisis.

Ahorro de energía

Mayor eficiencia energética en comparación con los elementos calefactores tradicionales.

Calentamiento uniforme

Proporciona un calentamiento uniforme, lo que garantiza resultados uniformes y precisos en todas las muestras.



Mayor flexibilidad

La flexibilidad en la creación y el almacenamiento de métodos, la sencilla configuración y la mayor seguridad de los datos mejoran la versatilidad de la serie MB.

Parámetros personalizables

Los usuarios pueden modificar varios ajustes, como los perfiles de temperatura, los tiempos de secado y los criterios de valoración, para adaptarlos a tipos de muestras y requisitos de análisis específicos.

Almacenamiento de varios métodos

Tiene la capacidad de guardar y consultar rápidamente varios métodos de análisis, lo que permite un cambio eficiente entre de diferentes pruebas sin necesidad de reconfigurar el dispositivo cada vez.

Programación avanzada

Soporte para procedimientos complejos que pueden implicar varios pasos o etapas, lo que permite procesos de análisis detallados y personalizados.

Interfaz intuitiva

Software intuitivo e interfaces de usuario que simplifican la creación, modificación y gestión de métodos, lo que facilita a los usuarios principiantes y experimentados la optimización de sus análisis.



Mejor celda de carga

Contribuye a un análisis de humedad más fiable, preciso y eficiente.

Durabilidad y fiabilidad

Los materiales de alta calidad y la ingeniería avanzada amplían la vida útil de la celda de carga y mantienen su rendimiento a lo largo del tiempo.

Protección de sobrecarga superior

Diseñado específicamente para reducir el riesgo de daños por impacto y sobrecarga.

Mayor estabilidad

Reduce el impacto de factores ambientales, como las vibraciones y las fluctuaciones de temperatura, lo que garantiza la obtención de resultados uniformes.



Tabla comparativa de características

			
Modelo	MB32	MB62	MB92
Carcasa de nuevo Diseño para una mayor durabilidad.	•	•	•
Innovadora tecnología de calentamiento por fibra de carbono para un análisis más rápido.	•	•	•
Celda de carga mejorada para obtener resultados exactos y uniformes.	•	•	•
LCD de 4 pulgadas con visualización de segunda línea y botón de navegación.	•		
LCD de 5 pulgadas con visualización de segunda línea y botón de navegación.		•	
Pantalla táctil capacitiva a todo color que ofrece un funcionamiento sencillo.			•
Sistema de funcionamiento intuitivo que ofrece una comprobación cómoda.	•	•	•
Diseño robusto y delgado que ofrece una mayor durabilidad en entornos adversos.	•	•	•
Gestión flexible de métodos y muestras.		•	•
Mayor seguridad e integridad de los datos con protección por contraseña.		•	•
Cuatro perfiles de secado, siete criterios de apagado y almacenamiento de biblioteca para 20 métodos como máximo.		•	
Múltiples perfiles de secado, criterios de apagado y métodos para ofrecer una mayor flexibilidad.			•
Luz de estado multicolor para ofrecer una supervisión sencilla del estado de la máquina.		•	•
Panel de vidrio completo y cámara de calentamiento con montaje sin herramientas para una limpieza y un mantenimiento sencillos.			•

